



mikrozid® PAA wipes

Toalhitas com ácido peracético com ação esporicida para a desinfecção de dispositivos médicos e todos os tipos de superfícies.

Vantagens:

- Eficaz contra esporos em apenas 15 minutos
- Pode ser utilizado até 28 dias após a abertura
- Pronto a usar – não é necessária ativação
- Adequado para sondas TOE*

Áreas de aplicação

mikrozid® PAA toalhitas são as toalhitas de desinfecção ideais para áreas com um risco particularmente elevado de transmissão de patógenos devido ao seu largo espectro de eficácia e a rapidez com que têm efeito. Exemplos são: quartos de isolamento, salas de operação, unidades de cuidados intensivos e o lado não-estéril dos departamentos CSSD/endoscopia ou neonatologia. São apropriadas para desinfecção de dispositivos médicos [CE 0297] e todos os tipos de superfícies. As áreas principais de uso são superfícies próximas dos doentes e superfícies com contacto de mãos e pele frequente.

Devido à eficácia e compatibilidade com os materiais, mikrozid® PAA toalhitas são adequadas para o reprocessamento de dispositivos médicos sem canal:

Por exemplo: - sondas TOE
- Nasofaringoscópio (ENT)
- Sondas de ultrassom*

O espectro de atividade esporicida das mikrozid® PAA toalhitas significa que elas podem desempenhar um papel central em quebrar cadeias de infeção e na profilaxia contra agentes infecciosos como *Clostridium difficile*.

Instruções de Utilização

É recomendado utilizar luvas (ex: de borracha nitrílica).

Limpe completamente as superfícies com a toalhita impregnada, assegure um completo humedecimento e deixe fazer efeito. Certifique-se que toda a sujidade visível é removida antes da desinfecção e que a tampa está firmemente fechada após utilização.

Eficácia Microbiológica

mikrozid® PAA toalhitas é eficaz contra:

• Bactérias • fungos • vírus (ex: HIV, HBV, Noro) • TB • Esporos

Lançado pelo fabricante para:

- Sondas Philips TOE *
- Endoscópios Karl Storz
- Máquinas de ultrassom Philips*

Tempos de Contacto

Eficácia	Tempos de Contacto
Bactericida (EN 13727)	30 seg.
Fungicida (EN 13624)	2 min.
Virucida (prEN 14476))	15 min.
Esporicida (EN 13704)	15 min.
Tb (EN 14348)	15 min.

* Estes lançamentos são restritos a famílias de produtos específicas.

Informação detalhada está disponível através do Serviço ao Cliente da Schülke

mikrozid® PAA wipes

Informação do Produto

Composição:

Uma embalagem contém 50 toalhas esporicidas prontas a usar.

100 g de solução agente contém: 0,07 % ácido peracético;

outros ingredientes: peróxido de hidrogénio, ácido acético

Propriedades Físico-Químicas:

Aparência:	incolor
Densidade (20 °C):	aprox. 1.02 g/cm ³
pH:	aprox. 2.2

Rótulo de acordo com as diretivas da CE

Xi: Irritante.

R36/38: Irritante para os olhos e pele.

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S25: Evitar contato com os olhos.

S28: Após contato com a pele, lavar de imediato com muita água

Recomendações de segurança

Utilize os desinfetantes de forma segura. Leia sempre o rótulo e informação do produto antes de utilizar.

É recomendado o uso de luvas (ex: de borracha nitrílica). Mantenha o recipiente corretamente fechado. Armazene a temperatura ambiente e fora do alcance da luz solar. O alcance da limpeza depende da temperatura ambiente e da estrutura da superfície a ser desinfetada (máx. 5.7 m² em desinfecção de superfícies). Não utilize num metal não ferroso e não misture com nenhum detergente. Mais informações disponíveis sob pedido.

Embalagem

Capacidade	Unidades	Referência
mikrozid® PAA toalhas 50 toalhas/ embalagem	10 embalagens	128 101

Acessórios

	Referência
Suporte de parede embalagem jumbo	134 421

Informação Ambiental

A Schülke, líder no controlo de infeção desde 1889 pesquisa, desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do ambiente, com avançados processos de produção, a preços competitivos, sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

Opiniões profissionais e mais informações

Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a literatura e relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt

Para mais informações:

Schülke & Mayr GmbH

Uma companhia do
Grupo Air Liquide



Informações: Schülke → Portugal

geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85 | www.schuelke.pt



Schülke & Mayr está certificada com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 e DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nº 004567-MP23 e validou o sistema ambiental de acordo com o Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).