

touchless D1

- EN: Installation Guide
- DE: Montageanleitung
- FR: Instructions de montage
- IT: Istruzioni per il montaggio
- NL: Montage handleiding

EN Box includes:

| | |
|----------------------|-----|
| dispenser cover | x 1 |
| dispenser wall plate | x 1 |
| gear | x 1 |
| batteries | x 4 |
| screws + plugs | x 4 |
| user manual | x 1 |
| key | x 1 |
| drip plate | x 1 |

IT Contenuto della confezione:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Alloggiamento erogatore | x 1 |
| Pannello posteriore erogatore | x 1 |
| Azionamento | x 1 |
| Batterie | x 4 |
| Viti e tasselli | x 4 |
| Istruzioni per il montaggio | x 1 |
| Chiave | x 1 |
| Vaschetta raccogli-gocce | x 1 |

DE Verpackungsinhalt:

| | |
|---------------------|-----|
| Spendergehäuse | x 1 |
| Spender Rückwand | x 1 |
| Antrieb | x 1 |
| Batterien | x 4 |
| Schrauben und Dübel | x 4 |
| Montageanleitung | x 1 |
| Schlüssel | x 1 |
| Tropfschale | x 1 |


NL Verpakkingsinhoud:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Dispenser behuizing voorzijde | x 1 |
| Witte dispenser muurplaat | x 1 |
| Witte binnenunit | x 1 |
| Batterijen | x 4 |
| Schroeven en pluggen | x 4 |
| Gebbruiksaanwijzing | x 1 |
| Sleutel | x 1 |
| Lekbak | x 1 |


FR Contenu du conditionnement:

| | |
|---------------------------------|-----|
| Boîtier du distributeur | x 1 |
| Panneau arrière du distributeur | x 1 |
| Mécanisme de commande | x 1 |
| Piles | x 4 |
| Vis et chevilles | x 4 |
| Instructions de montage | x 1 |
| Clé | x 1 |
| Bac égouttoir | x 1 |







Package includes / Verpackung beinhaltet /
 Contenu du conditionnement / La confezione
 contiene / Verpakking bevat




Installation tools / Zur Montage benötigtes Werkzeug /
 Outils requis pour le montage / Utensili necessari per il
 montaggio / Benodigd gereedschap




Notes / Hinweise / Observations /
 Avvertenze / Opmerkingen





Setup / Konfiguration / Configuration / Configurazione / Configuratie

Use / Anwendung / Emploi / Uso / Gebruik



NOTE / HINWEIS / OBSERVATION / NOTA BENE / OPMERKING:

1. HOLD YOUR HAND FAR ENOUGH UNDER THE DISPENSER.
2. UNTIL THE BLUE LED-LIGHT DOES NOT SHINE ANYMORE.

1. HAND WEIT GENUG UNTER DEN SPENDER HALTEN.
2. SOLANGE BIS DIE LED-LEUCHE NICHT MEHR BLAU LEUCHTET.

1. PLACEZ VOTRE MAIN À UNE DISTANCE SUFFISANTE SOUS LE DISTRIBUTEUR.
2. JUSQU'À CE QUE LA LED BLEUE NE BRILLE PLUS.



1. PREGASI DI TENERE LA MANO CON SUFFICIENTE DISTANZA.
2. FINE CHE IL LED LUMINOSO NON SIA PIÙ BLU.

1. BRENG UW HAND VER GENOEG ONDER DE DISPENSER.
2. TOT HET BLAUWE LED-LICHT UITGAAT.

WORKING
BLUE LED LIGHT /
IN BETRIEB
BLAUES LED-LICHT /
EN MARCHÉ
DEL BLEUE BRILLE /
IN FUNZIONE
SPIA LED BLU
STAAT AAN
BLAUW LED LICHT



LOW BATTERY
RED LED LIGHT /
SCHWACHE BATTERIE
ROTES LED-LICHT /
BATTERIE FAIBLE
DEL ROUGE BRILLE
BATTERIA DEBOLE
SPIA LED ROSSA
LAGE BATTERIJSpanning
ROOD LED LICHT



Backup keys /
Ersatzschlüssel /
Clé de remplacement /
Chiave di scorta /
Reserve sleutels


EN: You may find more information in the detailed instruction manual on our homepage at www.schuelke.com.

DE: Weitere Informationen erhalten Sie in dem ausführlichen Benutzerhandbuch auf unserer Homepage unter www.schuelke.com.

NL: Verdere informatie is terug te vinden in de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op onze homepage www.schuelke.com

FR: Pour trouver de plus amples informations merci de vous reporter au manuel d'utilisation détaillé, disponible sur la page d'accueil de notre site www.schuelke.com.

IT: Troverete ulteriori informazioni sul nostro manuale di uso dettagliato, consultando il nostro sito www.schuelke.com



EN Dispenser Installation Template

1. Cut along broken line
2. Moisten and pafte onto wall
3. Drill holes (Circles indicate screw position)

DE Spender Installationsanweisung

1. Schneiden Sie entlang der gestrichelten Linie
2. Anfeuchten und an die Wand kleben
3. Löcher bohren (die Kreise markieren die Position der Schrauben)

NL Dispenser bevestiging mal

1. Uitknippen langs de stippellijn
2. Vochtig maken en tegen de muur kleven
3. Gat en boren (cirkels markeren de schroefposities)

FR Instruction d'installation du distributeur

1. Coupez le long de la ligne en interrompue
2. Humidifiez et collez au mur
3. Percez les trous (les cercles marquent la position de vis)

IT Istruzioni per l'installazione dell'erogatore

1. Tagliare lungo la linea tratteggiata
2. Inumidire e incollare alla parete
3. Pralicare fori (cerchi contrassegnano la posizione delle viti)